

# REKOMBINATIONSKLONIERUNG MITTELS BAKTERIOPHAGEN $\lambda$

$\lambda$ InCh ist ein Bakteriophage  $\lambda$  Vektor, wobei InCh „Into the Chromosome“ bedeutet.

$\lambda$ InCh kann als ein Werkzeug verstanden werden, um chromosomale Integration von Genen, die sich auf Plasmiden befinden, als Einzelkopie zu bewirken. Das heißt, ein resultierender *Escherichia coli* Stamm hat eine Einzelkopie eines Plasmidfragmentes stabil im Chromosom inseriert, ist aber nicht lysogen und nicht hitzeinstabil.

Das  $\lambda$ InCh System vereinfacht also den Transfer eines zu exprimierenden Gens (im konkreten Fall das *pyr4* Gen aus *Trichoderma reesei*, kodierend für die Orotidin-5'-monophosphat-decarboxylase) von einem Plasmid (konkret pFG1) in das Chromosom von *E. coli* DHB 6501.

Dafür sind drei *in vivo* Schritte, die sowohl homologe Rekombination als auch „site“-spezifische Rekombination beinhalten, erforderlich:

- 1) Doppelrekombination von homologen Stellen am Plasmid und  $\lambda$ InCh („bla“- und „near-ori“-Stellen), die eine Ampicillinresistenz, Verlust der Kanamycinresistenz und die Aufnahme des Plasmidgens bewirkt. Findet während der Lyse statt.
- 2) Die Ampicillinresistenz und das benachbarte Gen aus dem Plasmid werden in das *E. coli* Chromosom integriert durch „site“-spezifische Rekombination des Phagen mit der „att“-Stelle („att“ für „attachment“). Findet durch die Transfektion statt.
- 3) Deletion der  $\lambda$  DNA aus dem *E. coli* Chromosom durch homologe Rekombination über die „near att“-Stellen. Die Temperatursensitivität geht verloren. Findet beim Heilen des *E. coli* Stammes vom Phagen statt.

Letztlich überprüfen Sie positive Transfektanten indem Sie mittels eines kommerziell verfügbaren Kits die DNA von drei Klonen isolieren und mittels PCR auf Verlust der Phagensequenzen bzw. auf Vorhandensein und Orientierung des eingebrachten *pyr4* Gens testen.

*Hinweise:*

\* wird von dem/r Betreuer/in ausgegeben

(B) befindet sich am Betreuertisch

(E) befindet sich im allgemeinen Entnahmebereich auf RT

(G) befindet sich in der Gefrierlade

(K) befindet sich im Kühlschrank

alle weiteren Materialien/Lösungen sind selbst herzustellen oder am Hörer/innenplatz vorhanden

Gerahmte Teile: es ist unter sterilen Bedingungen zu arbeiten!

*Abkürzungen:*

amp, Ampicillin

kan, Kanamycin

KB, Kühlblock für 0,2-mL-RG

min, Minute(n)

RG, Reaktionsgefäß(e)

RT, Raumtemperatur

o/n, über Nacht

s, Sekunde(n)

sb, steriles, bi-distilliertes Wasser

## 1. Medien

**LB-Medium:**            1 % (w/v) Pepton (E)  
                                 0,5 % (w/v) NaCl (E)  
                                 0,5 % (w/v) Hefeextrakt (E)

- in beliebiges Gefäß geben
- etwas destilliertes Wasser zugeben und rühren
- mit dest. Wasser auf gewünschtes Volumen auffüllen, rühren
- in Eproutetten aliquotieren (Dispenser bei Betreuer/in erhältlich)
- mit Kappen verschließen
- in Korb oder Becherglas stellen
- mit Alufolie abdecken
- autoklavieren
- auf RT oder im Kühlschrank lagern

**LB-Platten:**

- Herstellung von LB in Schottflasche wie oben
- 1,5 % (w/v) Agar-Agar (E) zugeben
- schwenken
- Schottflasche verschließen (dann eine Vierteldrehung retour)
- autoklavieren
- auf ca. 50 °C abkühlen lassen/temperieren (Wasserbad)

- falls erforderlich, Antibiotika und/oder Zucker zugeben
- Medium in Petrischalen gießen

- Medium fest werden lassen
- Platten können einige Tage auf RT, längerfristig im Kühlschrank gelagert werden

<b>Topagarose:</b>	0,5 % (w/v)	NaCl (E)
	1 % (w/v)	Pepton (E)
	0,6 % (w/v)	Agarose (E)

- Herstellung in Schottflasche (Vorgehensweise siehe oben)
- autoklavieren
- unter ständigem Schwenken 3,3 ml in sterile Epprovetten aliquotieren
- mit sterilen Kappen verschließen
- auf 47 °C temperieren und alsbald (gleicher Tag) verwenden

## 2. Transformation von lysogenem *Escherichia coli* DHB6500

Lösungen: Plasmidlösung pFG1 (G)  
 LB-Medium  
 chemisch-kompetente *E. coli* DHB6500-Zellen\*  
*E. coli* DHB6501-Zellen\*

Materialien: LB/amp/kan-Platten  
 LB-Platten  
 Eisbad

### Durchführung:

- ein Aliquot kompetenter Zellen langsam auf Eis auftauen lassen
- Plasmid pFG1 auftauen, schütteln, abzentrifugieren

- 300 - 500 ng Plasmid pFG1 zu 100 µl aufgetauten, kompetenten DHB6500-Zellen mischen
- 30 min auf Eis stehen lassen
- Hitzeschock: bei 30 °C für 2 min (exakt!) am Thermoblock
- zurück auf Eis stellen
- 300 µl LB zugeben
- Zellen bei 30 °C 30 min regenerieren
- 100 µl der Bakteriensuspensionen auf LB/amp/kan-Platten ausplattieren (Drigalskyspatel)

- bei 30 °C, o/n inkubieren

- Vereinzelausstrich einer Dauerkultur von *E. coli* DHB6501 auf einer LB-Platte

- bei 37 °C, o/n inkubieren

## 3. Anzucht der lysogenen *E. coli* DHB6500-Transformanten und des DHB6501 Mutterstammes

Lösungen: LB-Medium  
 Ampicillin (1000-fach) (K)  
 Kanamycin (1000-fach) (K)  
 steriles 1 M MgSO<sub>4</sub> (E)  
 sterile 20 % (w/v) Maltose (K)

Materialien: sterile Zahnstocher

#### Durchführung:

- zehn 5-mL-Aliquote LB-Medium mit Ampicillin und Kanamycin versetzen
  - mit je einer Einzelkolonie der DHB6500/pFG1-Transformanten beimpfen
- bei 30 °C, 200 rpm o/n schütteln

Hinweis: Epruvettenkappe mit einem Streifen Klebeband an der Epruvette befestigen. Dort auch die Beschriftung anbringen.

- ein 5-mL-Aliquot LB-Medium mit MgSO<sub>4</sub> und Maltose zu einer Endkonzentration von 2 mM bzw. 0,2 % versetzen
  - mit einer Einzelkolonie DHB6501 beimpfen
- bei 37 °C, 200 rpm o/n schütteln

### **4. Herstellung des „low frequency transducing lysate“ (LFT)**

Lösungen: LB-Medium  
steriles 1 M MgSO<sub>4</sub> (E)  
Chloroform (E)

Materialien: sterile 1,5-mL-RG

#### Durchführung:

- zehn 5-mL-Aliquote LB-Medium mit MgSO<sub>4</sub> zu einer Endkonzentration von 2 mM versetzen
- mit je 50 µL der DHB6500/pFG1-Anzucht beimpfen

- bei 42 °C (Wasserbad) 15 min inkubieren
- bei 37 °C 1 h, 200 rpm schütteln

- 50 µL Chloroform zu jedem Aliquot geben, kräftig schütteln

- bei 37 °C, 200 rpm 15 min schütteln
- 500 µl in 1,5-mL-RG überführen
- Zentrifugieren: 10.000 rpm/ 12.000 x g, 4 °C, 10 min
- 100 µl von jedem Überstand in einem 1,5-mL-RG vereinigen
- 15 µL Chloroform zugeben, schwenken
- das primäre λInCh-Lysat weiter verwenden oder im Kühlschrank aufbewahren

### **5. Transfektion des DHB6501 zur Herstellung des sekundären Lysogens**

Lösungen: LB-Medium  
steriles 1 M MgSO<sub>4</sub> (E)  
LB/amp-Platten

Materialien: sterile 1,5-mL-RG

#### Durchführung:

- LFT-Verdünnungsreihe:  $10^{-1}$  bis  $10^{-4}$  in LB/MgSO<sub>4</sub> (2 mM)  
Hinweis: besonders gut schütteln!
- 100  $\mu$ L der LFT-Verdünnungen mit jeweils 100  $\mu$ L DHB6501 in einem 1,5-mL-RG mischen

- bei 30 °C 15 min inkubieren

- alle Ansätze auf 1 mL mit LB/MgSO<sub>4</sub> (2 mM) auffüllen

- bei 30 °C 1 h inkubieren

- Je 100  $\mu$ L jedes Ansatzes auf eine LB/amp-Platte ausplattieren (Drigalskyspatel)

- bei 30 °C o/n inkubieren

## 6. Überprüfung des Phänotyps des sekundären Lysogens

Materialien: LB/amp-Platten  
LB/kan-Platten  
LB-Platten  
sterile Zahnstocher

Durchführung:

- 100 Einzelkolonien von den Platten mit den niedrigsten Konzentrationen auf zwei LB/amp-Platten überimpfen (kurzer Schrägstrich)  
Hinweis: Benützung der Plattenvorlage dringend empfohlen.

- bei 30 °C o/n inkubieren

- jede der angewachsenen Kolonien jeweils auf eine LB/kan-Platte, eine LB-Platte und eine LB/amp-Platte weiterüberimpfen (kurzer Schrägstrich)  
Hinweis: diese Reihenfolge der Überimpfung ist unbedingt einzuhalten.

- LB/amp- und LB/kan-Platten bei 30 °C, LB-Platte bei 42 °C (für Inkubator Betreuer/in kontaktieren) jeweils o/n inkubieren

## 7. Herstellung des „high frequency transducing lysate“ (HFT)

Lösungen: LB-Medium  
Ampicillin (1000-fach) (K)  
steriles 1 M MgSO<sub>4</sub> (E)  
Chloroform (E)

Durchführung:

- einen positiven Klon des sekundären Lysogens in ein 5-mL-Aliquot LB/amp überimpfen

- bei 30 °C, 200 rpm o/n schütteln

- ein 5-mL-Aliquot LB-Medium mit MgSO<sub>4</sub> zu einer Endkonzentration von 2 mM versetzen
- das Aliquot mit 50  $\mu$ L der sekundären Lysogen-Anzucht beimpfen

- bei 42 °C (Wasserbad) 15 min inkubieren

- bei 37 °C, 200 rpm 1 h schütteln

- 50  $\mu$ L Chloroform zu geben, kräftig schütteln

- bei 37 °C, 200 rpm 15 min schütteln
- 500  $\mu$ l in ein 1,5-mL-RG überführen
- Zentrifugieren: 10.000 rpm / 12.000 x g, 4 °C, 10 min
- Überstand in neues 1,5-mL-RG überführen
- 15  $\mu$ L Chloroform zugeben, schwenken
- das sekundäre  $\lambda$ InCh-Lysat weiterverwenden oder im Kühlschrank aufbewahren

## 8. Phagentiterbestimmung des HFT-Lysats

Lösungen: LB-Medium  
steriles 1 M  $MgSO_4$  (E)  
sterile 20 % (w/v) Maltose (K)  
Topagarose  
LB/ $MgSO_4$  (2 mM)/Maltose (0,2 %)-Platten

Materialien: 1,5-mL-RG  
Eisbad

Durchführung:

- ein 5-mL-Aliquot LB-Medium mit  $MgSO_4$  und Maltose zu einer Endkonzentration von 2 mM bzw. 0,2 % versetzen
- das Aliquot mit je 50  $\mu$ L der DHB6501-Anzucht (aus Punkt 3) beimpfen

- bei 37 °C, 200 rpm schütteln bis  $OD_{600} = 0,2$  erreicht ist (dauert ca.1 bis 1,5 h)
- auf Eis stellen

- HFT-Verdünnungsreihe:  $10^{-1}$  bis  $10^{-6}$  in LB/ $MgSO_4$  (2 mM)  
Hinweis: besonders gut schütteln!
- je 100  $\mu$ L der HFT-Verdünnungen  $10^{-4}$  bis  $10^{-6}$  mit jeweils 100  $\mu$ L DBH6501 in 1,5-mL-RG mischen

- bei 37 °C 5 min inkubieren

- einen Ansatz zu einem 3,3-mL-Aliquot geschmolzener, auf 47 °C temperierte Topagarose geben
- am Vibrationschüttler kurz schütteln
- sofort auf eine LB/ $MgSO_4$  (2 mM)/Maltose (0,2 %)-Platte gießen
- für die beiden weiteren Ansätze wiederholen
- Platten fest werden lassen
- bei 37 °C o/n inkubieren

## 9. Heilung des sekundären Lysogens

Lösungen: LB-Medium  
Ampicillin (1000-fach) (K)

Materialien: 1,5-mL-RG  
LB/amp-Platten  
LB/kan-Platten

### Durchführung:

- drei 5-mL-Aliquote LB-Medium mit Ampicillin versetzen
- mit drei positiven Kolonien des sekundären Lysogens beimpfen
- bei 30 °C, 200 rpm o/n schütteln
- serielle Verdünnung (unverdünnt, 10<sup>-1</sup>, 10<sup>-2</sup> und 10<sup>-3</sup>) der Übernachtskulturen in LB/amp-Medium herstellen
- 100 µL jedes Klons und jeder Verdünnung auf jeweils einer LB/amp-Platte ausplattieren
- bei 42 °C o/n inkubieren
- pro Ansatz jeweils eine gut isolierte Kolonie von den Platten mit den wenigsten Kolonien auswählen
- davon Vereinzlungsausstriche auf LB/amp-Platten herstellen
- bei 30 °C o/n inkubieren
- jeweils 20 Kolonien pro Ansatz auf eine LB/kan-Platte, eine LB-Platte und eine LB/amp-Platte weiterüberimpfen (kurzer Schrägstrich)  
Hinweis: diese Reihenfolge bei der Überimpfung beibehalten (vgl. oben)
- LB/amp- und LB/kan-Platten bei 30 °C, LB-Platte bei 42 °C (für Inkubator Betreuer/in kontaktieren) jeweils o/n inkubieren

## 10. DNA Extraktion von Transfektanten

Lösungen: LB-Medium  
Ampicillin (1000-fach) (K)  
Monarch Genomic DNA Purification Kit (NEB) (B)  
Tris-HCl Puffer (10 mM, pH 8) (E)  
sb Wasser

Materialien: 1,5-mL-RG

### Durchführung:

- pro Ansatz jeweils 1 Kolonie mit dem richtigen Phänotyp auswählen
- jeweils ein 5-mL-Aliquot LB-Medium mit Ampicillin versetzen und beimpfen
- bei 37 °C, 200 rpm o/n schütteln

### **Zellwandverdau und Lyse**

- Maximal 2 x 10<sup>9</sup> gramnegative Bakterien durch Zentrifugation für 1 Minute bei > 12.000 x g gewinnen. Überstand verwerfen.
- 90 µl kaltes 10 mM Tris-HCl pH 8,0 hinzufügen und das Bakterienpellet durch Vortexen resuspendieren.
- 10 µl Lysozymlösung (25 mg/mL) zugeben und kurz vortexen, dann 100 µL Gewebelysepuffer zugeben und gründlich vortexen.
- Bei 37°C 5 Minuten lang oder bis zur Klärung inkubieren. (*Die meisten Lysate werden vollständig klar, aber bei einigen Bakterien kann eine leichte Trübung zurückbleiben.*)
- 10 µL Proteinase K zugeben, kurz vortexen und bei 56 °C mindestens 30 Minuten lang in einem Thermomixer bei voller Drehzahl (~ 1400 U/min) inkubieren.

- 3  $\mu\text{L}$  RNase A zum Lysat geben, kurz vortexen und mindestens 5 Minuten bei 56 °C unter Rühren bei voller Drehzahl ( $\sim 1400$  U/min) inkubieren.

#### Laden und Binden

- Fügen Sie 400  $\mu\text{L}$  gDNA-Bindungspuffer zur Probe hinzu und vortexen Sie 5-10 Sekunden lang.
- Die Lysat-Bindungspuffer-Mischung ( $\sim 600$   $\mu\text{L}$ ) auf eine in ein Sammelröhrchen eingesetzte gDNA-Reinigungssäule übertragen, ohne den oberen Säulenbereich zu berühren.
- Verschließen Sie die Kappe und zentrifugieren Sie: zunächst 3 Minuten lang bei 1.000 x g, um die gDNA zu binden (die Sammelröhrchen müssen nicht geleert oder aus der Zentrifuge genommen werden), und dann 1 Minute lang bei maximaler Geschwindigkeit ( $> 12.000$  x g), um die Membran zu reinigen. Verwerfen Sie den Durchfluss und das Sammelröhrchen.

#### Waschen

- Überführen Sie die Säule in ein neues Sammelröhrchen und geben Sie 500  $\mu\text{L}$  gDNA-Waschpuffer hinzu. Die Kappe schließen und einige Male umdrehen, so dass der Waschpuffer die Kappe erreicht. Anschließend 1 Minute lang bei maximaler Geschwindigkeit (12.000 x g) zentrifugieren und den Durchfluss verwerfen. Das Sammelröhrchen kann auf ein Papiertuch getippt werden, um Pufferreste zu entfernen, bevor es im nächsten Schritt wieder verwendet wird.

#### Trocknen

- Setzen Sie die Säule wieder in das Sammelröhrchen ein. Fügen Sie 500  $\mu\text{L}$  gDNA-Waschpuffer hinzu und schließen Sie den Deckel. Erneut 1 Minute lang bei maximaler Geschwindigkeit ( $> 12.000$  x g) zentrifugieren und das Sammelröhrchen verwerfen.

#### Elution

- Setzen Sie die gDNA-Reinigungssäule in ein DNase-freies 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Fügen Sie 100  $\mu\text{L}$  (vorgewärmten; 60°C) gDNA-Elutionspuffer hinzu, schließen Sie den Deckel und inkubieren Sie 1 Minute bei Raumtemperatur. *Anmerkung: Die Elution mit vorgewärmtem Elutionspuffer erhöht die Ausbeute um  $\sim 20-40$  %.*
- Zentrifugieren Sie für 1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit ( $> 12.000$  x g), um die genomische DNA zu eluieren.

## 11. PCR zur Identifikation positiver Transfektanten

Lösungen: sb Wasser  
 Taq-Polymerase (G)  
 Puffer für Taq-Polymerase (G)  
 dNTPs (10 mM; gebrauchsfertige Aliquote vorhanden) (G)  
 Primer (G)

Materialien: 1,5-mL-RG  
 0,2-mL-RG

#### Durchführung:

- Bestimmung der DNA Konzentration in den Proben mittels NanoDrop
- Bei hohen Konzentrationen, Herstellung von 1:10 Verdünnungen in sb Wasser
- In die PCR Reaktion sollten etwa 75-100 ng DNA eingesetzt werden



Anzahl der Proben je Mastermix:

__ DNA Proben	__
1 Leerprobe (Negativkontrolle)	1
Aufschlag	1
Gesamtanzahl	__

Mastermix:

Hinweise: Die Zugabe des sb Wassers dient zum Erhalt des nötigen Volumens.  
Fügen Sie die Polymerase als letzte Komponente vor der Aliquotierung des Mastermixes zu

PCR zur Überprüfung des Verlusts der Phagensequenzen:

Reagens	1 Reaktion [ $\mu$ L]	__ Reaktionen [ $\mu$ L]
10x Taq Buffer	1,5	
MgCl <sub>2</sub>	1,5	
dNTP Mix	0,3	
gal_f	0,3	
INT_r	0,3	
Taq-Polymerase	0,1	
sb Wasser	10,0	
DNA Templat	1,0	
Gesamt	15,0	

PCRs zur Überprüfung der Orientierung der *pyr4* Sequenz in *E. coli* DHB6501:

Reagens	1 Reaktion [ $\mu$ L]	__ Reaktionen [ $\mu$ L]
10x Taq Buffer	1,5	
MgCl <sub>2</sub>	1,5	
dNTP Mix	0,3	
gal_f	0,3	
<b>pyr4_fw</b>	0,3	
Taq-Polymerase	0,1	
sb Wasser	10,0	
DNA Templat	1,0	
Gesamt	15,0	

Reagens	1 Reaktion [ $\mu$ L]	__ Reaktionen [ $\mu$ L]
10x Taq Buffer	1,5	
MgCl <sub>2</sub>	1,5	
dNTP Mix	0,3	
gal_f	0,3	
<b>pyr4_rv</b>	0,3	
Taq-Polymerase	0,1	
sb Wasser	10,0	
DNA Templat	1,0	
Gesamt	15,0	

Primersequenzen:

**gal\_f**: CTTGCTGAGTACGTGAGTTC; bindet die *gal* Stelle im *E. coli* DHB6501 Genom  
**INT\_r**: GGACACCATGGCATCACAGT; bindet eine Sequenz in den Phagengenomen

pyr4\_fw: TGTACCTGGCCGACAAGATTGG;  
 pyr4\_rv: TAGGCTTTCCACGCTGCTGATC; die *pyr4* Primer umspannen einen Bereich von 149-1124 bp nach dem Startcodon

zu erwartende Amplikongrößen:

im nicht geheilten Stamm mit gal\_fw und INT\_rv: 1128 bp  
 im geheilten Stamm mit gal\_fw und INT\_rv: kein Amplikon (Phagengene nicht mehr vorhanden)  
 im geheilten Stamm mit gal\_fw / pyr4 rv: ca. 5000 bp  
 im geheilten Stamm mit gal\_fw / pyr4 fw: ca. 5000 bp

- pro Mastermix ein 1,5-mL-RG auf Eis bereitstellen
- Reagenzien und gegebenenfalls die Proben auftauen, schütteln, kurz abzentrifugieren, auf Eis stellen
- Mastermix herstellen: die oben berechneten Mengen der Reagenzien (außer der Probe) in die RG pipettieren, gut schütteln und kurz abzentrifugieren
- 14  $\mu\text{L}$  Mastermix in 0,2-mL-RG vorlegen
- Proben: 1  $\mu\text{L}$  DNA dazu mischen
- Leerproben: 1  $\mu\text{L}$  sb Wasser dazu mischen
- RG bis zum Start der PCR auf KB stellen
- PCR Programm:

1x	95 °C	3 min
30x	95 °C	30 s
	57 °C	60 s
	72 °C	<i>variabel (1kb / min)</i>
1x	72 °C	7 min
1x	16 °C	$\infty$

- PCR Produkte weiter verwenden oder bei - 20 °C aufbewahren

## 12. Agarosegelelektrophorese (vgl. auch Übungsbeispiel 6)

Lösungen: 6x Purple Loading Dye (K)  
 DNA-Marker: Gene Ruler 1kb DNA Ladder (K)  
 DNA-Färbemittel SYBR Safe (K)  
 TAE Laufpuffer (A)

Materialien: 250-mL-Erlenmeyerkolben mit Deckel (A)  
 Agarose (A)  
 Wägeschälchen für Agarose (A)  
 Topfhandschuh (A)  
 Agarosegelelektrophoreseschlitten (A)  
 Agarosegelelektrophoresekamm (A)  
 Kleine Wasserwaage (A)  
 Pipette (A)  
 Meßzylinder (A)

### Durchführung:

- Entscheiden Sie aufgrund der Tabelle, welche Agarosekonzentration das Gel haben soll

<b>Agarosekonzentration (%)</b>	<b>Größe linearer DNA-Fragmente, für die eine gute Auflösung erreicht wird (kb)</b>
0,5	30 - 1
0,7	12 - 0,8
1,0	10 - 0,5
1,2	7 - 0,4
1,5	3 - 0,2
2,0	< 0,2

- die entsprechende Menge Agarose in das dafür vorgesehene Wägeschälchen einwiegen
- weiter vorgehen wie in Punkt 3 der Arbeitsvorschrift für Übung 6 beschrieben (Kamm für schmale Gelspuren verwenden)
- PCR Proben mit entsprechendem Volumen 6x Purple Loading Dye mischen
- 5  $\mu$ L DNA-Marker in die erste Geltasche pipettieren
- 5  $\mu$ L des Probe-Ladepuffer Gemisches in die weiteren Geltaschen pipettieren
- Gellauf: für ca. 50 min bei 90 V laufen lassen
- Gießkammer, Schlitten und Kamm mit dest. H<sub>2</sub>O reinigen und retournieren
- Gel mit dem Schlitten auf den Gel-Imager legen
- falls ausreichende Auftrennung erfolgt ist, das Gel ohne Schlitten auf den Gel-Imager legen fotografieren und das Bild speichern
- falls keine ausreichende Auftrennung erfolgt ist, das Gel weiter laufen lassen

### 13. Auswertung/Abgabe

- Die Abgabe dieses Beispiels erfolgt durch eine kombinierte schriftliche Abgabe der Ergebnisse, die Photos der nachgenannten Platten (Abgabe eines Protokolls im pdf Format auf TUWEL) sowie deren physische Abgabe beinhaltet:
- Bestimmung des Phagentiters in PFU/ $\mu$ L durch Auszählen der Plaques auf allen auszählbaren Platten (= Verdünnungen)
- Angabe der bestimmten Phagentiter im Protokoll
- Angabe des Phagentiter-Mittelwertes und der Standardabweichung im Protokoll
- Abgabe der Platten zur Bestimmung des Phagentiters und der drei zur Überprüfung des Phänotyps des sekundären Lysogens. Platten mit Parafilm verschließen, mit Klebeband zusammenbinden (Beschriftung! Name / Gruppe). Ausgewählten Klon (sek. Lysogen) deutlich markieren!
- Abgabe der übersichtlich beschrifteten Gelelektrophoresebilder im Protokoll mit
  - Erwähnung der zu erwartenden und erhaltenen Amplikonlängen
  - Feststellung, ob die Integration des *pyr4* Gens in das Genom von *E. coli* DHB6501 erfolgreich war. Bitte erläutern Sie kurz wie Sie zu diesem Schluss kommen. Sowie
  - einer Erklärung (inklusive einer übersichtlichen Skizze!), in welcher Orientierung das Fragment integriert wurde. Bitte um kurze Erläuterung, warum Ihrer Meinung nach das Fragment in der von Ihnen angegebenen Richtung integriert wurde.

	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	
	42	43	44	45	46	47	
		48	49	50			

	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	
	42	43	44	45	46	47	
		48	49	50			

